

alatele chirurgicale PERFECT sunt fabricate din netesut cu polipropilena si bariera laminata in partea din fata, ce asigura protectie completa impotriva patrunderii microbilor si lichidelor. Halatele au croiala lejera, ce nu restrictioneaza miscarea si mansete din poliester fara cusaturi, ce nu retin praful si se potrivesc bine pe incheieturi. Cele doua seturi de legaturi indica ordinea legarii halatului („murdar” si apoi „curat”), iar eticheta speciala, fixata in exterior, permite imbracarea aseptica a halatului. Impaturirea sub forma de carte permite chirurgului sa imbrace halatul fara ajutor.

In oferta exista si varianta PERFECT PLUS, cu rezistanta la alcool si croiala mai lunga, ce ofera siguranta si confort chiar si in timpul unei operatii efectuate in pozitia sezand.

Utilizare:

- pentru procedurile medicale de durata, cu o cantitate mare de fluide

Tipuri:

- sterile (sterilizate cu oxid de etilena) si nesterile
- sterile cu prosoape din netesut
- sterile cu prosoape din netesut si ambalate suplimentar in hartie creponata
- culoare: albastra

Marimi si ambalare:

- marimi: M, L, XL, XXL
- sterile: ambalate individual in punga hartie-film
- nesterile: in ambalaj de plastic, cate 10 buc



**MD**

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

>>