

Halatele chirurgicale Standard sunt fabricate din netesut si polipropilena si asigura protectie impotriva parului, pielii exfoliate si a prafului. Halatele au o croiala lejera, maneci de tip Raglan, ce nu restrictioneaza miscarea si mansete din poliester fara cusaturi, ce nu retin praful si se potrivesc bine pe incheieturi. Cele doua seturi de legaturi indica ordinea legarii halatului („murdar” si apoi „aseptic”), iar eticheta speciala, fixata la exterior, permite imbracarea aseptica a halatului. Impaturirea sub forma de carte permite chirurgului sa imbrace halatul fara ajutorul unei asistente.

In oferta exista si varianta STANDARD PLUS, cu rezistanta la alcool si croiala mai lunga, ce ofera siguranta si confort chiar si in timpul unei operatii efectuate in pozitia sezand.

Utilizare:

- pentru procedurile medicale scurte, cu cantitati mici de fluide

Tipuri:

- sterile (sterilizate cu abur) si nesterile
- sterile cu prosoape din netesut
- sterile cu prosoape din netesut si ambalare suplimentara in hartie creponata
- culoare: albastra

Marimi si ambalare:

- marimi: M, L, XL, XXL
- sterile: ambalate individual in punga hartie-film
- nesterile: in ambalaj din plastic, cate 10 buc



MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

