

- compus din comprese sterile de diferite marimi si cu numar diferit de fire
- setul este adaptat pentru nevoile individuale ale clientului
- combinatia de comprese intr-un singur set reduce risipa
- ambalarea la set, elimina costurile ambalarii individuale a componentelor
- folosirea unui singur ambalaj elimina riscul infectarii unui produs steril prin deschiderea mai multor ambalaje

Utilizare:

- pentru absorbtia fluidelor in timpul procedurilor chirurgicale si din ambulatoriu

Tipuri:

- sterile
- comprese din tifon: cu 13- sau 17-fire; 8-, 12- sau 16- straturi; cu sau fara fir detectabil raze X
- comprese din netesut: cu greutatea de 30 g/m², 40 g/m² ; 4-, 8- sau 12-straturi; cu sau fara fir detectabil

Marimi si ambalare:

- combinatii de marimi: 5 cm x 5 cm, 7.5 cm x 7.5 cm, 10 cm x 10 cm intr-un singur ambalaj



MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul
Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul
CE cu numărul 2274

>>