

- din tifon albit fara utilizarea clorului, prevazute cu snururi exterioare din bumbac
- snururile sunt folosite pentru inlaturarea compreselor din campul operator
- pot fi sterilizate

Utilizare:

- pentru stoparea sangerarilor si absorbtia cantitatilor mari de fluide


Tipuri:

- sterile
- cu 1 sau 2 snururi

Marimi si ambalare:

- marimi disponibile: 2.5 cm x 3 cm, 2 cm x 1.5 cm, 3 cm x 2 cm, 3.5 cm x 2.5 cm, 3 cm x 4 cm, 5 cm x 5 cm
- sterile: ambalate individual

NOTA: Pentru procedurile invazive, utilizati produsul desfacut.



MD

Dispozitivele sunt certificate de Organismul Notificat
TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu
numărul 2274

>>