

- din material textil rezistent, ce se adapteaza perfect pe corp
- marginile laterale zimtate permit ruperea cu usurinta la lungimea dorita
- adezivul contine oxid de zinc, ce reduce riscul aparitiei iritatiilor

## Utilizare:


- pentru fixarea pansamentelor
- entru fixarea sondelor, cateterelor si a altor dispozitive medicale

## Tipuri:

- nesterila

## Marimi si ambalare:

- lungimi disponibile: 5 m cu latimea de 1.25 cm, 2.5 cm si 5 cm
- nesterile: ambalarea depinde de marime (24 buc, 12 buc, respectiv 6 buc)



**MD**

