

Bandaj foarte elastic pentru uz universal.

Datorita combinatiei de fibre naturale si sintetice, isi mentine elasticitatea chiar si in urma spalarilor repetate.

Structura creponata creste aderența intre straturi, prevenind alunecarea bandajului.

Bandajul are clema, pentru o fixare mai usoara.

Refolosibil.

Utilizare:

- pentru tratarea si prevenirea ranilor musculo - scheletice, cum ar fi entorsele, sau deformatiile
- ca un bandaj de compresie usoara (pentru tratarea sistemului venos superficial)
- pentru fixarea pansamentelor

Tipuri:

- steril (sterilizat cu abur) si nesteril

Marimi si ambalare:

- sterile: 12 cm, 15 cm cu o lungime de 4 m, si 10 cm, 12 cm, 15 cm cu o lungime de 5 m, ambalate individual
- sterile: 15 cm cu o lungime de 4 m, si 15 cm cu o lungime de 5 m, ambalate cate 2 buc
- nesterile: 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm cu o lungime de 4 m, ambalate individual in folie
- nesterile: 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm cu o lungime de 5 m, ambalate individual in cutie sau folie



MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

>>