

Recomandate persoanelor alergice la latex.

Manusile de examinare din vinil nu contin cauciuc natural (latex).

Datorita compozitiei si proprietatilor, manusile sunt recomandate pentru proceduri cu risc minim de infectie - fara fluide, sange sau substante chimice.

Ambulex VINYL - manusi de examinare din vinil, pudrate

- sunt pudrate cu amidon natural de porumb, ce asigura un strat izolant intre mana si latex
- suprafata neteda nu afecteaza sensibilitatea tactila
- ambidextre - potrivite pentru ambele maini

Ambulex VINYL - manusi de examinare din vinil, nepudrate

- nepudrate
- stratul interior de polimer mentine mana uscata
- suprafata neteda nu afecteaza sensibilitatea tactila
- ambidextre - potrivite pentru ambele maini

Utilizare:

- pentru proceduri de diagnosticare sau diferite tipuri de terapie

Tipuri:

- nesterile
- pudrate si nepudrate

Marimi si ambalare:

- XS, S, M, L, XL in cutie tip dispenser, cate 100 buc
- Manusile Ambulex pudrate, marimea M ambalate in cutie a cate 10 buc, pentru uz casnic



MD

>>