

Bandaj de sustinere usoara, creat pentru o varietate de utilizari.

Permite pielii sa respire, este foarte confortabil, cu margini taiate uniform , ce nu permit desprinderea firelor.

Utilizare:

- ca bandaj pentru fixarea pansamentelor
- pentru suportul si fixarea dispozitivelor medicale

Tipuri:

- steril (sterilizate cu abur) si nesteril

Marimi si ambalare:

- sterile: 5 cm, 10 cm si 15 cm cu o lungime de 4 m, ambalate individual
- sterile: 10 cm si 15 cm cu o lungime de 4 m, ambalate cate 2 buc
- nesterile: 5 cm, 10 cm, 15 cm cu o lungime de 4 m, ambalate individual in folie



MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

>>