

1



Pictograma speciala din coltul cutiei de transport indica locul unde trebuie desfacut cartonul.

2



Laturile cutiei trebuie desprinse in locul indicat.

3



Dispenserul poate fi scos foarte usor daca este indepartat peretele frontal al cutiei.

4



Dispenserul poate fi asezat pe un raft intr-un spatiu de depozitare si reprezinta o protectie suplimentara impotriva murdariei exterioare, pana la utilizarea produselor in blocul operator.

5



Ambalajul cu un cod de bare EAN 128 faciliteaza procesul logistic, o mai buna gestionare a depozitarii si identificarea continutului cu ajutorul etichetei frontale.

6



Datorita deschiderii tip dispenser si a clapetei speciale, ambalajul poate fi deschis de mai multe ori si poate fi scos cu usurinta si rapid un singur produs steril.

7

