- din tifon si din netesut, netesutul fiind partea absorbanta
- combinatia dintre tifon si netesut mareste puterea de absorbtie
- pot fi sterilizate

Utilizare:

- pentru ingrijirea ranilor cu exudat in timpul interventiilor chirurgicale si a procedurilor medicale

Tipuri:

- sterile si nesterile


Marimi si ambalare:

- marimi disponibile: 10 cm x 20 cm (pliat), 9 cm x 9 cm (cusute)
- 10 cm x 20 cm sterile: ambalate cate 1 buc, 2 buc, 4 buc
- 9 cm x 9 cm sterile: ambalate individual
- 10 cm x 20 cm nesterile: ambalate cate 50 buc

NOTA: Pentru procedurile invazive, utilizati produsul desfacut.







MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

>>

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026