# Medisorb A pansament cu alginat de calciu

Pansamentul Medisorb A are capacitate mare de absorbtie si este recomandat pentru tratarea plagilor cu mult exudat. Fibrele de alginat actioneaza asupra peretilor plagilor, favorizand crearea unui gel de culoare alba, ce accelereaza aparitia tesutului de granulatie si ajuta la vindecarea ranilor din interior spre exterior.
Urmele de pansament ramase pe peretii plagilor sunt resorbabile.

- pansament foarte absorbant – absoarbe mult si rapid, proprietate ce permite mentinerea pansamentului pe rana o perioada indelungata
- mentine un mediu hidratant, oferind conditii optime de vindecare
- moale si ajustabil, ideal pentru rani adanci – pansamentul se adapteaza pe forma individuala a ranii
- pansamentul poate fi folosit in cazul ranilor infectate, sub atenta supraveghere medicala.



Se utilizeaza in tratamentul ranilor cu mult exudat:

- escare
- ulcere varicoase






Tipuri:

- steril

Marimi si ambalare:

- steril: 10 cm x 10 cm, ambalate cate 10 buc

MD

>>

Distributor

TZMO Romania SRL

Producator

Eurofarm S.p.A., Italy

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026