Tubula COTTON bandaje tubulare din bumbac



Bandajul tubular din bumbac se aplica peste vata ortopedica, sub gips. n combinatie cu vata ortopedica Matosoft NATURAL, constitue un strat de protectie perfect sub bandajul gipsat si protejeaza pielea impotriva iritatiilor si a caldurii in exces. Bandajul protejeaza pielea pacientului impotriva marginilor ascutite ale aparatului gipsat. Absoarbe transpiratia si umezeala.

Utilizare:

- pentru protejarea pielii impotriva iritatiilor si a caldurii cauzate de bandajul gipsat
- ca parte a unui pansament in interiorul bandajului
- pentru protejarea pielii in cazul unui bandaj de compresie

Tipuri:

- nesterile

Marimi si ambalare:

- latimea de 7 cm, 10 cm, 15 cm cu 20 m lungimea, ambalate individual



MD

>>

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026