- instrumente din plastic sau din metal in ambalaje sterile (ex. cleme obilicale, forceps etc.)
- simbolul de unica folosinta este gravat pe toate instrumentele din metal
- intrumentele ascutite sunt protejate suplimentar, nu exista riscul perforarii ambalajului
- sterilizate (in conformitate cu EN ISO 17665-1 si EN ISO 11135-1)
- instrumentele nu fi pot sterilizate de mai multe ori

Utilizare:

- pentru folosirea in timpul procedurilor chirurgicale si de ambulatoriu

Tipuri:

- sterile
- forceps, foarfece, penseta, suport bisturiu etc

Marimi si ambalare:

- ambalate individual in ambalaj hartie-film; in plus, instrumentele pot fi impachetate ulterior intr-o cutie display care sa permita organizarea si depozitarea cu usurinta intr-un spital





MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

>>

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026