Matokrep COHESIVE bandaj elastic coeziv, ce poate fi rupt



Bandaj coeziv pentru fixare cu elasticitare min. 85% .
Nu contine latex!
Bandajul are straturi aderente, nu sunt necesare extra elemente de fixare.
Se muleaza perfect pe forma corpului si nu aluneca. Straturile bandajului se lipesc intre ele dar nu si de piele, par sau imbracaminte.
Poate fi rupt cu usurinta la lungimea dorita, in functie de necesitatile individuale.
De unica folosinta.

Utilizare:

- pentru fixarea pansamentelor, in special in zona articulatiilor

Tipuri:

- nesteril

Marimi si ambalare:

- nesterile: 8 cm, 10 cm and cu o lungime de 4,5 m – desfasurate





MD

>>

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026