Matodrape/Camera Cover huse din folie pentru cabluri medicale

Fabricate din film transparent de polietilena.
Materialul moale si elastic permite manipularea dispozitivelor in siguranta si cu usurinta, in timpul interventiilor chirugicale.
Husele sunt echipate cu o banda adeziva colorata si cu o cutie de carton decupata, ce permite fixarea cu usurinta pe cablurile medicale.

Utilizare:

- pentru acoperirea dispozitivelor medicale: orice fel de endoscoape, fibre optice si cabluri

Marimi si ambalare:

- marimi: 13 cm x 235 cm, 15 cm x 250 cm
- sterile (sterilizate cu etilenoxid sau cu radiatii): ambalate individual, in pungi hartie-film





MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

>>

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026