Matodrape huse din folie pentru echipamente medicale

Fabricate din film transparent de polietilena, ce nu afecteaza echipamentul de monitorizare. Husele au atasate la margini benzi elastice sau benzi adezive, ce faciliteaza aplicarea.

Utilizare:

- pentru protejarea echipamentelor medicale

Tipuri:

- huse pentru echipamente
- huse pentru echipamente de tip C-arm
- huse pentru microscop
- huse pentru manerul lampii

Marimi si ambalare:

- gama variata de marimi si forme
- sterile (sterilizate cu etilenoxid): ambalate individual, in pungi hartie-film







MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

>>

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026