Absorba tampoane din tifon si vata bumbac

- strat exterior din tifon albit fara utilizarea clorului
- miezul este din vata absorbanta din bumbac
- forma ovala reduce marimea tamponului si faciliteaza utilizarea acestuia in cavitatile corpului
- snurul exterior din bumbac permite inlaturarea cu usurinta a tamponului
- pot fi sterilizate

Utilizare:

- pentru proceduri ginecologice


Tipuri:

- sterile

Marimi si ambalare:

- marimi disbonibile: 30 cm x 30 cm
- sterile: ambalate individual

NOTA: Pentru procedurile invazive, utilizati produsul desfacut.



MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

>>

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026