Ambulex si Ambulex P manusi de examinare din latex

Manusile de examinare din latex reprezinta combinatia optima, intre confort si protectie. Sunt foarte elastice si au rezistententa mecanica ridicata. Manusile Ambulex din latex asigura o bariera de protectie eficienta si sunt usor de folosit datorita mansetei rulate.

Ambulex – manusi de examinare latex, pudrate

- sunt pudrate cu amidon natural de porumb, ce asigura un strat izolant intre mana si latex
- suprafata usor rugoasa la varfurilor degetelor, creste eficienta manevrarii instrumentelor
- ambidextre – potrivite pentru ambele maini



Manusile Ambulex sunt clasificate ca echipament personal de protectie, de categoria III, in conformitate cu EN 374. Cititi instructiunile de folosinta inainte de utilizarea manusilor. Pentru informatii detaliate despre rezistenta la substante chimice, va rugam sa contactati reprezentantul de vanzari.

Ambulex – Declaratie de Conformitate

Ambulex P – manusi de examinare latex, nepudrate – recomandate, in special, persoanelor cu pielea sensibila

- nepudrate
- stratul interior de polimer, protejeaza mana impotriva latexului si o mentine uscata
- suprafata rugoasa creste eficienta manevrarii intrumentelor medicale, atat in mediu umed cat si uscat
- ambidextre – potrivite pentru ambele maini





Manusile Ambulex sunt clasificate ca echipament personal de protectie, de categoria III, in conformitate cu EN 374. Cititi instructiunile de folosinta inainte de utilizarea manusilor. Pentru informatii detaliate despre rezistenta la substante chimice, va rugam sa contactati reprezentantul de vanzari.

Ambulex P – Declaratie de conformitate

MD

Utilizare:

- pentru examinari medicale
- pentru consultatii medicale sau diferite tipuri de terapii
- pentru manipularea produselor contaminate

Tipuri:

- nesterile
- pudrate si nepudrate

Marimi si ambalare:

- XS, S, M, L, XL in cutie tip dispenser, cate 100 buc
- Manusi Ambulex pudrate, marimea M ambalate in cutie a cate 10 buc, pentru uz casnic

>>

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026