Ambulex NITRYL manusi de examinare din nitril

Recomandate persoanelor alergice la latex.
Manusile de examinare din nitril nu contin cauciuc natural (latex) si au rezistenta mecanica ridicata.
Asigura o bariera de protectie eficienta si sunt usor de folosit datorita mansetei rulate.



Ambulex NITRYL – manusi de examinare din nitril, nepudrate

- nepudrate
- rezistenta ridicata la intindere atat la inceputul, cat si la sfarsitul perioadei de valabilitate
- suprafata usor rugoasa la varfurile degetelor, creste eficienta manevrarii intrumentelor medicale, atat in mediu uscat cat si in mediu umed
- ambidextre – potrivite pentru ambele maini
- culori disponibile: albastru, violet, negru (recomandate pentru procedurile medicale si de diagnosticare, dar mai ales pentru saloane de tatuaje), alb (au manseta alungita ce asigura o protectie mai buna impotriva infectiilor)

Manusile nistril nepudrate in urmatoarele culori: albastru, alb si negru sunt incadrate ca echipamente de protectie persoanala din categoria III, conforme cu EN 374. Cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea manusilor. Pentru informatii detaliate despre rezistenta la substante chimice, va rugam sa contactati reprezentantul de vanzari.

Ambulex NITRYL ALBASTRU – Declaratie de Conformitate

Ambulex NITRYL NEGRU – Declaratie de Conformitae

Ambulex NITRYL ALB – Declaratie de Conformitate



Utilizare:

- pentru examinari medicale
- pentru consultatii medicale sau diferite tipuri de terapie
- pentru manipularea produselor contaminate

Tipuri:

- nesterile
- neoudrate

Marimi si ambalare:

- albastru, violet, alb: XS, S, M, L, XL
- negru: S, M, L
- ambalate in cutie tip dispenser, cate 100 buc

MD

>>

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026