Matodrape huse tubulare din netesut

Fabricate din netesut, sub forma de tub. Campurile se fixeaza pe dispozitiv prin legaturi.

Utilizare:

- pentru protejarea echipamentele medicale si cablurile dispozitivelor medicale, impotriva deteriorarii si contaminarii

Tipuri:

- husa tub C-arm
- husa tub cablu
- cu legaturi sau banda elastica

Marimi si ambalare:

- sterile (sterilizate cu abur): ambalate individual, in pungi hartie-film
- nesterile: ambalate in pungi de plastic cate 70 sau 100 buc, depinde de marime
- marimi: 120 cm x 80 cm, 150 cm x 10 cm, 200 cm x 26 cm, 200 cm x 32 cm, 250 cm x 15 cm



MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

>>

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026