Proteze perete orbital Codubix® ORBITAL WALL, amp; Codubix® ORBITAL WALL 3D, Codubix® ORBITAL WALL 3D adaptat

Protezele osului orbital sunt tricotate din fir de polipropilena. Rezistenta ridicata, greutate mica, zero absorbtie hidrofila a fluidelor, inactivitate chimica, grad ridicat de vindecare; datorita acestor caracteristici proteza poate fi indentificata cu osul natural, in ceea ce priveste propietatile fizice. Pot fi modelate cu usurinta in timpul implantarii.

Utilizare:


- pentru reconstructia peretelui orbital (fracturi zigomatice-maxilare-orbitale, fracturi izolate ale peretelui orbital) rezultate din fracturi ale partii centrale a fetei

Tipuri:


- sterile (sterilizate cu abur)
- versiune standard
- versiune 3D – dreapta si stanga – forma anatomica
- versiune adaptata

Marimi si ambalare:

- versiune standard: 40 mm x 50 mm
- versiune 3D : stanga si dreapta in marimi S, M, L
- ambalate individual in pungi duble hartie-film, puse in cutii







MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat PCBC SA și poartă marcajul CE cu numărul 1434

>>

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026