Matodress bonete chirurgicale

Fabricate din netesut si polipropilena, bonetele chirurgicale permit pielii sa respire si sunt foarte confortabile.
Bonetele protejeaza campul operator impotriva comtaminarii cu fire de par, epiderma exfoliata, matreata sau praf.

Utilizare:

- in echipamentul chirurgical

Tipuri:

- cu banda elastica, cu snur, cu banda anti-transpiratie
- sterile (sterilizate cu abur) si nesterile
- culoare: albastra

Marimi si ambalare:

- sterile: ambalate individual in blister
- nesterile: ambalate in cutie de carton, cate 100 buc







MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

>>

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026