Seturi imbracaminte chirurgicala Medidress

Seturile Medidress sunt fabricate din materiale textile moi si delicate, cu impletitura speciala a firului , ce asigura confort sporit in utilizare. Pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor poate fi adaugat un finisaj bacteriostatic si un fir de carbon, ce previne acumularea de sarcini electrice. Setul contine bluza si fusta sau bluza si pantaloni. Bluza are guler de tip yoke, maneci scurte si trei buzunare. In partile laterale exista fante cusute, dar care nu restrictioneaza miscarile utilizatorului. Pantalonii sunt drepti, au betelia elastica si legaturi pentru ajustarea marimii. Fusta este dreapta (de tip plic), cu legaturi in jurul taliei.

Utilizare:

- ca echipament pentru personalul medical in blocul operator; produsul este in conformitate cu EN 13795

Tipuri:

- nesterile
- din poliester: albastru, verde, portocaliu
- din bumbac-poliester: albastru, verde, rosu

Marimi si ambalare:

- marimi: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL; inaltime: 158-164; 170-176; 182-188 – identificati marimea cu ajutorul agatatoarei de sus si a benzilor din talie ale pantalonilor si fustei
- ambalate individual
- dimensiunile produsului final







5

MD

>>

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026