- din tifon albit fara utilizarea clorului sau din netesut
- toate marginile sunt impaturite in interior pentru a preveni destramarea firelor
- capacitate mare de absorbtie
- varietatea de marimi permite adaptarea absorbtiei in functie de necesitatile individuale
- poate fi sterilizata

Utilizare:

- pentru absorbtia fluidelor in timpul procedurilor medicale si a interventiilor chirurgicale
- pentru dezinfectarea campului operator

Produsul nu se utilizeaza sub forma de rola.

Tipuri:

- sterila and nesterila
- cu sau fara fir detectabil razelor X

Marimi si ambalare:

- sterile: ambalate cate 1 buc, 2 buc, 5 buc
- nesterile: ambalate cate 68 buc, 120 buc or 200 buc
- marimi: 1 m x 1 cm, 1 × 2 cm, 5 cm 1 m, 2 m × 1 cm, 2 × 2 cm, 2 m × 5 cm, 2 m x 10 cm

NOTA: Pentru procedurile invazive, utilizati produsul desfacut.







MD

Dispozitivele sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

>>

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026