Fixovis pansament autoadeziv din material textil

- baza din material textil rezistent, elastic, ce se potriveste pe orice forma a corpului
- pansamentul absorbant, plasat central, este protejat cu micro-plasa pentru a preveni lipirea acestuia de rana
- adezivul acrilic nu cauzeaza iritatii la nivelul pielii
- lungimea plasturelui permite ajustarea marimii conform nevoilor individuale

Utilizare:

- pentru protejarea abraziunilor, taieturilor sau ranilor minore, recomandat persoanelor cu pielea normala

Tipuri:

- nesteril

Marimi si ambalare:

- marimi disponibile: 6 cm x 1 m, 8 cm x 1 m
- nesteril: ambalat individual







MD

>>

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026