Benzi urologice Dallop® NM

Benzile urologice sunt tricotate din fire monofilament transparente de polipropilena. Benzile sunt echipate cu „manere” albastre, la ambele capete, ce permit fixarea pe un aplicatir adecvat. Manerele sunt fabricate din fire monofilament de polipropilena. Benzile au urmatoarele caracteristici: biostabilitate datorita careia nu-si pierd propietatile fizice in urma contactului pe termen lung cu tesuturile si fluidele sistemice, structura monofilmanet, care minimizeaza riscul aparitiei infectiilor bacteriene si structura spatiala optim elaborata. Marimea corespunzatoare a porilor, permite incorporarea rapida in tesutul conjunctiv.

Utilizare:

- pentru tratamentul chirurgical al incontinentei urinare de stres, prin folosirea metodei TVT sau TOT


Tipuri:

- sterile (sterilizate cu etilenoxid)

Marimi si ambalare:

- 45 cm si 60 cm lungime
- ambalate individual in pungi hartie-film si apoi in cutii de carton

Mai multe informatii la: www.dallop-nm.com





MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat PCBC SA și poartă marcajul CE cu numărul 1434

>>

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026